


FICHA DAS ESPECIFICAÇÕES DO ANDADOR EUROPA LUXO

Paciente*: _____
Peso*: _____ KG Altura*: _____ cm Idade*: _____ anos
Responsável*: _____
Endereço*: _____
Cidade*: _____ Estado*: _____

Tipo de Assento: [] Fraldão [] Rolinho [] Fraldão + Rolinho

Acessórios: [] Apoio Lombar [] Guia Limitador de Passos
[] Mesa AVD [] Apoio de Cabeça

Medidas



AX - Pé à axila*: _____ cm
C - Pé ao cotovelo*: _____ cm
Q - Pé ao quadril*: _____ cm
V - Pé à virilha*: _____ cm
L - Circunferência do tronco*: _____ cm

Informações

- * Medir o paciente deitado, com a posição do pé conforme o desenho abaixo
- * Na medida AX = medir com dois dedos abaixo da axila
- * Na medida V = medir até o vão das pernas
- * Na medida L = medir com fita métrica.

Nome do Profissional: _____
Telefone: (____) _____ - _____ CREFITO: _____

Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____